

Goiânia, 31 de Março de 2021.

**TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR
TR N.º 02/2021**De: Setor de Terapia Ocupacional
Para: Setor de compras**1. MATERIAL**

- 01 Aparelho Tens 04 canais 31377
02 Aparelho Tens /Fes 2 canais portátil 32641

2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL

Aparelho TENS para Fisioterapia e Eletroterapia 4 canais.

O equipamento Neuro Estimulador Elétrico Transcutâneo Tensmed IV 4034 de quatro canais, possui controle digital através de micro controlador, oferecendo segurança e facilidade no manuseio. Os parâmetros de programação são mostrados em display de cristal liquido (LCD), permitindo ao usuário visualizar todos os parâmetros programados. O uso de teclado de membrana com teclas independentes para a programação e controle de intensidade permitem ao usuário facilidade na utilização.

- Alimentação: 100 a 240vac 50/60hz
- Consumo máximo: 12 VA
- Fusível: 0,50A 250V 20AG
- Frequência de Operação: 50 / 60 Hz
- Consumo à máxima potência: 8 VA
- Forma do Pulso: Retangular Bifásico Assimétrico


César Almeida de Assunção
Comprador
CEAP-SOL

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

- Intensidade máxima por canal: 100 mA \pm 10 % (RL = 500 W)
- Timer Digital: 1 a 60 minutos.(\pm 1%). Em passos de 1 minuto

Aparelho Tens /Fes 2 canais portátil

O Aparelho de Tens/Fes HTM é um aparelho portátil para Fisioterapia, um gerador de correntes excitomotoras, conta com 2 canais de controles independentes, com as correntes TENS e FES. Ideal para tratamento de analgesia, fortalecimento muscular, reabilitação funcional e reparação tecidual. O Fisio Stim é o aparelho ideal para você que trabalha com home care, sendo indispensável para seu dia a dia. Contém 33 protocolos pré-programados, a fim de facilitar seus atendimentos. Permite ainda a utilização com bateria ou conectado a rede elétrica, o aparelho é recarregável e bivolt! Os canais de saída estão localizadas na parte superior, facilitando o acesso, o display LED é colorido, de alta resolução e contraste e teclas soft touch que tornam o uso do aparelho mais confortável. Prático, o Fisio Stim indica a carga de bateria disponível, e possui clip para encaixe no cinto do usuário e acompanha acessórios para reabilitação.

- Fisio Portátil HTM - Aparelho de Eletroestimulação TENS e FES;
- Correntes: TENS e FES;
- 02 Canais de saída independentes;
- Tempo programável: 01 a 60 min;
- Alimentação: bivolt automático;
- Bateria: Alcalina 9Vdc / recarregável Ni-MH 9Vdc;
- 33 protocolos pré-programados.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

Os materiais supracitados serão utilizados no setor de Fisioterapia com o objetivo de promover eletroestimulação para ganho de força e resistência muscular e também analgesia para alívio da dor periférica.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item 1 – 01 Aparelho de Tens 04 canais

Item 2 – 02 Aparelho Tens /Fes 2 canais portátil

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

5.1. Atender os pedidos com as descrições publicadas e manter os preços irrealizáveis, conforme proposta publicada na plataforma eletrônica de compra (ID do BIONEXO) e no site do ISG ou jornal;

5.2. Atender os pedidos de acordo a demanda enviada pelos compradores, sendo realizada a programação no décimo quinto dia útil;

5.3. Os pedidos deverão ser entregues no Condomínio Solidarietàade – CS, das 08:00 às 18:00 horas, tendo em vista que os pedidos deverão ser entregues com 05 (cinco) dias corridos;

5.4. O FORNECEDOR deverá disponibilizar na nota fiscal os dados bancários para realização de pagamento;

5.5. O FORNECEDOR deverá apresentar mensalmente sob pena de não liquidação das faturas as seguintes certidões com regularidade:

- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- Certidão FGTS;
- Certidão de Tributos Federais;


César Almeida de Assunção

Comprador
CEAP-SOL/ISG-GO

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 6.1.** O prazo para o pagamento será de aproximadamente 60 (sessenta) dias a partir da apresentação da nota fiscal.
- 6.2.** A Contratada deverá manter o fornecimento por mais 90 (noventa) dias mesmo que não ocorra os pagamentos das faturas
- 6.3.** A nota fiscal deverá ser emitida em nome/razão social: Instituto Sócrates Guanaes – ISG – CG 91/2012 CNPJ/MF nº 03.969.808/0008-46, com endereço na Av. Veneza, Qd. 62, Lt. 1-10 – Jardim Europa, CEP: 74.325-100 Goiânia-GO.
- 6.4.** As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão.

Dra. Cristine Brandão
Fisioterapeuta - CREFITO-11 Nº 223266-F
CEAP-SOL

Cristina Maria de Jesus Brandão
Fisioterapeuta
CREFITO-11 Nº 223266-F

Esp. Carmo A. Salazar da Silva
Coordenadora Operacional
CEAP-SOL ISG

MCS
Dra. Karina Fonseca C. de Oliveira
Diretora Técnica
CEAP-SOL - ISG

COMUNICADO INTERNO - CI: É um registro/comunicação de uma atividade, ação, decisão, recomendação ou procedimento operacional interno corriqueiro, que não tenha impacto financeiro ou contencioso jurídico. Deverá ser preenchida em fonte Arial, tamanho 12.