

Goiânia, 21 de Outubro de 2021.

**TERMO DE REFERÊNCIA****TR. Nº 028/2021**

De: Reabilitação

Para: Gerência Operacional

**1. MATERIAL:****ITEM 1:** Ambu Reanimador Manual Silicone Neonatal *26620***2. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DO MATERIAL:**

O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros.

- Silicone 100% grau médico, melhor flexibilidade e capacidade de esterilização por autoclave.
- Balão de silicone.
- Conexão rotativa evita que o tubo endotraqueal se desconecte quando o operador mudar de posição.
- Válvula Pop-Off com limite de pressão ajustada e quando necessário, permite regulagem ou bloqueio.
- Pode ser desmontado e montado de forma rápida e fácil.
- Conformidade com as especificações ISO 10651-4.
- Para pacientes abaixo de 7kg.
- Balão de silicone 320ml com válvula pop-off.
- Reservatório de oxigênio de silicone 900ml.
- Volume de Entrega (volume sistólico): 140ml.

*Flávia Calvatto da Silva*  
Compradora  
HDT/ISG-GO

*Antônio Jorge de Almeida Maciel*  
Gerente Administrativo  
HDT/ISG