

Ord. Compra: 20172
Solicitação: 8787
Nº. Processo:

Solic: FISIOTERAPIA
Cota: -
Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:29/04/2020
Dt Limite:06/04/2020

Fornecedor: 2490 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES LTDA
CNPJ/CPF: 61.418.042/0001-31 Insc Est.:
Endereço: AFRICA Nr.: 570 Compl.:
Bairro: TAMBORE Cep: 06543306
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA UF: SP Conta : 301097-0 Agência : 3355-3 Banco : 1
Contato(s):
E-Mail : WS@CFERNANDES.COM Telefone Comercial : 11 41520500

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: OLINDA QD H4 LT 01 A 03 Nº CNPJ: 03.969.808/0003-31
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: PARK LOZANDES Fone/Fax: -
Responsável: ISMAELMRJ CEP: 74884120 UF: GO
Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO:A entrega deverá ser no hospital de doenças tropicais - HDT SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 11:30 E DAS 13:30 ÀS 17:30.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 9 Desc. Condição de Pgto.: 60 DIAS
Período p/ Entrega: 29/04/2020 à 29/04/2020 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: *ATENDE AO TR 01/2020 - REABILITAÇÃO
*102439978

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
---------	------------	------	-----------	---------	------------	----------	----------	------	--------	----------

24815 MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº 2 LACTANTES DE 10KG Á 20 KG				UNIDADE	4,0000	283,8938	0,0000		0,0000	1.135,58
--	--	--	--	---------	--------	----------	--------	--	--------	----------

Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE.

A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR:

CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO)

TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE

MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE À HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS

SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO

CONDUTOR DA VIA AÉREA.

VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO

BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO

TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO

LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.

Ord. Compra: 20172
 Solicitação: 8787
 Nº. Processo:

Solic: FISIOTERAPIA
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:29/04/2020
 Dt Limite:06/04/2020

Fornecedor: 2490 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
24818 MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº 4 ADULTO DE 50 Á 70KG				UNIDADE	16,0000	283,8938	0,0000		0,0000	4.542,30
<p>Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE.</p> <p>A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO) TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE Á HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA. VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.</p>										
24819 MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº 5 ADULTOS DE 70 Á 100KG				UNIDADE	16,0000	283,8938	0,0000		0,0000	4.542,30
<p>Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE.</p> <p>A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO) TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE Á HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA. VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.</p>										
24814 MASCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº1,50 LACTANTES DE 5 A 10 KG				UNIDADE	2,0000	283,8938	0,0000		0,0000	567,79
<p>Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE.</p> <p>A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO) TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE Á HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA. VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.</p>										

Ord. Compra: 20172
 Solicitação: 8787
 Nº. Processo:

Solic: FISIOTERAPIA
 Cota: -
 Situação: AUTORIZADA

Dt Ord.:29/04/2020
 Dt Limite:06/04/2020

Fornecedor: 2490 CIRURGICA FERNANDES - CIRURGICA FERNANDES LTDA

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
24816 MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº2.5 CRIANÇAS DE 20 Á 30KG				UNIDADE	2,0000	283,8938	0,0000		0,0000	567,79
Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORNA RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE. A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR: CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO) TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE Á HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA. VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.										
24817 MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL Nº3 CRIANÇA/ADOLE DE 30 A 50KG				UNIDADE	4,0000	283,8938	0,0000		0,0000	1.135,58

Especificação: A MÁSCARA LARÍNGEA APRESENTA NA FORMA ESTÉRIL (DESDE QUE SUA EMBALAGEM ESTEJA ÍNTEGRA ATÉ SER ABERTA).É FABRICADA EM MATERIAL TRANSPARENTE EMBORRACHADO COM SILICONE, NÃO PODE CONTER LÁTEX, DEVE APRESENTAR REFORÇO EM ESPIRAL QUE MINIMIZA ESMAGAMENTO E O TORNA RESISTENTE Á TORÇÃO OU DOBRAS, E POSSUIR BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTE.

A MASCARA LARÍNGEA É CONSTITUÍDA POR:
 CONECTOR PROXIMAL- COM DIÂMETRO EXTERNO MACHO PARDÃO DE 15MM (ISO)
 TUBO CONDUTOR- DA VIA AÉRIA, LARGO E FLEXÍVEL: DOBRÁVEL ATÉ 180 ° SEM ACOTOVELAR. TRANSPARENTE
 MANGUITO PNEUMÁTICO - CONFORMA-SE Á HIPOFARINGE, PROMOVENDO UM SELAMENTO COM AS ESTRUTURAS SUPRAGLÓTICAS DA LARINGE. SEU LÚMEN ESTÁ VOLTADO PARA A BERTURA GLÓTICA E EM CONTINUIDADE AO TUBO CONDUTOR DA VIA AÉREA.
 VÁLVULA DE RETENÇÃO UNIDIRECIONAL - RETÉM O AR INSULFLADO, FAZENDO COM QUE O MANGUITO DA MÁSCARA PERMANEÇA INFLADO ATÉ QUE SEJA NOVAMENTE ESVAZIADO
 BALÃO PILOTO - INDICADOR APROXIMADO DA PRESSÃO CORRESPONDENTE NO INTERIOR DO MANGUITO
 TUBO DE ENCHIMENTO - PASSAGEM DO AR PARA DENTRO E FORA DO MANGUITO
 LINHA DE REFRÊNCIA - LINHA LONGITUDINAL CONTÍNUA DE COR PRETA NA FACE CONVEXA DO TUBO CONDUTOR, QUE INDICA O CORRETO POSICIONAMENTO DA ML EM RELAÇÃO AO PACIENTE.

Total dos Produtos (+): 12.491,34
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 0,00
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 12.491,34

COMPRADOR ismael Moreira da Rocha Junior Data _____ Comprador HDT / ISG - GO	ADMINISTRATIVA Alineia Jorge de A. Maciel Gerente Administrativo HDT/ISA	FINANCEIRA Diego Rodrigues Coord. Financeiro ISG - HDT	DIRETORIA Bruno Almeida Diretor Geral HDT/ISG
--	---	---	--